

From: Cherin, Paula [/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=E5374E9505E347ABAF2E590BCBAE6AA4-CHERIN, PAU]
Sent: 9/23/2020 11:07:33 PM
To: Mayrla da Silva Moniz [mayrla.moniz@saude.gov.br]; Tainah Pedreira Thomaz Maya [tainah.maya@saude.gov.br]
Subject: RE: Locais de entrega - Equipamentos de extração

Prezados,

Conforme contato feito por este Ministério, esclarecemos o seguinte:

Entendemos que o escopo da licitação é extração automatizada do RNA. **Os itens incluídos na nossa proposta são suficientes para realizar o escopo da licitação**, considerando o "workflow" da Thermo Fisher. Sempre destacamos isso em todas as comunicações enviadas ao Ministério da Saúde. Itens solicitados no Projeto Básico que não foram cotados pela Thermo Fisher seriam desejáveis, mas não necessários para o processo de extração.

Importante salientar que os Lacens que receberam as extrações na entrega antecipada já estão realizando os testes perfeitamente, sem qualquer problema identificado.

Apesar de não serem necessários para o processamento das extrações, mas com o intuito de colaborar com o trabalho deste Ministério, compartilhamos algumas empresas que fornecem esses itens. **Ressaltamos que a Thermo Fisher não possui qualquer responsabilidade por tais indicações, cabendo ao órgão fazer a devida cotação e processo de compra que assim defina.**

- i. Sistema para dispensação automática de reagentes no preparo das placas utilizadas no extrator de DNA/RNA (item 6.2.7.1, 'b');
Hamilton, Tecan, Eppendorf
- ii. Equipamentos para pipetagem e set-up de placas de PCR: Pipetador automático (item 6.2.7.2);
Hamilton, Tecan, Eppendorf
- iii. Tubos do tipo criotubo e pipetas de transferência calibrada do tipo Pasteur (item 6.3.10);
Kasvi, Magazine Luiza
- iv. Cartuchos/tonner para impressão dos resultados dos testes (item 6.3.11); e,
Kalunga, Mercado livre, Carrefour, Extra, Americanas, HP
- v. Desenvolvimento e disponibilização de arquivo e/ou driver que permita o interfaceamento e compatibilização dos resultados dos equipamentos em comodato
com o GAL (item 6.3.12).

Não sabemos. Como não se pode liberar um laudo apenas com o produto extraído, não faz sentido essa solicitação.

Atenciosamente,

Paula Cherin

From: Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>
Sent: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 15:21
To: Cherin, Paula <paula.cherin@thermofisher.com>
Subject: RES: Locais de entrega - Equipamentos de extração

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report using the Report Phish button in Outlook or send to SOC@thermofisher.com.

Paula,

Seria possível nos encaminhar uma cotação dos itens que não foram ofertados na proposta?

- i. Sistema para dispensação automática de reagentes no preparo das placas utilizadas no extrator de DNA/RNA (item 6.2.7.1, 'b');
- ii. Equipamentos para pipetagem e set-up de placas de PCR: Pipetador automático (item 6.2.7.2);
- iii. Tubos do tipo criotubo e pipetas de transferência calibrada do tipo Pasteur (item 6.3.10);
- iv. Cartuchos/tonner para impressão dos resultados dos testes (item 6.3.11); e,
- v. Desenvolvimento e disponibilização de arquivo e/ou driver que permita o interfaceamento e compatibilização dos resultados dos equipamentos em comodato com o GAL (item 6.3.12).


Att,

Mayrla da Silva Moniz

Biomédica - Consultora
Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública - CGLAB
Departamento de Gestão da vigilância em Saúde - DEGEVS
Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde (SVS/MS)
Tel: (61) 3315-6191 - 3282
SRTV 701, Via W 5 Norte - Ed. PO700 - 7º andar
70719-040 - Brasília/DF- Brasil



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

De: Cherin, Paula <paula.cherin@thermofisher.com>

Enviada em: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 14:49

Para: Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>

Assunto: FW: Locais de entrega - Equipamentos de extração

Prioridade: Alta

fyi

From: Cherin, Paula

Sent: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 19:29

To: Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>

Cc: Tainah Pedreira Thomaz Maya <tainah.maya@saude.gov.br>; Alexandre Pinto de Paiva Nasser <Alexandre.Nasser@saude.gov.br>; INSUMOS CGLAB <insumos.cglab@saude.gov.br>; André Luiz de Abreu <andre.abreu@saude.gov.br>; Malta, Thiago M. <Thiago.Malta@thermofisher.com>

Subject: RE: Locais de entrega - Equipamentos de extração

Importance: High

Prezada Mayrla, boa tarde!

Respondendo à sua solicitação, informo abaixo de acordo com a proposta enviada em 25/06/2020:

1) os itens que não serão entregues:

- i. Sistema para dispensação automática de reagentes no preparo das placas utilizadas no extrator de DNA/RNA (item 6.2.7.1, 'b');
- ii. Equipamentos para pipetagem e set-up de placas de PCR: Pipetador automático (item 6.2.7.2);
- iii. Tubos do tipo criotubo e pipetas de transferência calibrada do tipo Pasteur (item 6.3.10);
- iv. Cartuchos/tonner para impressão dos resultados dos testes (item 6.3.11); e,
- v. Desenvolvimento e disponibilização de arquivo e/ou driver que permita o interfaceamento e compatibilização dos resultados dos equipamentos em comodato com o GAL (item 6.3.12).

OBS: Ponteiras, outras pipetas monocanais, etanol, água, microtubos e outros materiais básicos de laboratório não inclusos na proposta.

2) Os itens que serão entregues:

- 22 equipamentos KingFisher Flex 96DW – (part number - 5400630) - incluindo instalação, treinamento e assistência técnica
- 10.000.000 de kits compostos por: MagMax Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit + plásticos para KingFisher Flex- (part numbers A48383, A48438 ou 97002534, A48305 ou 95040450 e 267600);

Acessórios que complementam a proposta e serão enviados combinados com o número/quantidade de extrações enviadas conforme cronograma de entrega dos equipamentos:

- Pipeta eletrônica multicanal de 8 canais, de 100-1200uL, Finnpipette Novus Multichannel (sku 46300800) – 22 unidades consideradas na proposta, a serem entregues em conjunto com os equipamentos KingFisher Flex.
- Pipeta eletrônica multicanal de 8 canais, de 1-10uL, Finnpipette Novus Multichannel (sku 46300000) – 22 unidades consideradas na proposta, a serem entregues em conjunto com os equipamentos KingFisher Flex.
- Pipeta eletrônica multicanal de 8 canais, de 30-300uL, Finnpipette Novus Multichannel (sku 46300400) – 22 unidades consideradas na proposta, a serem entregues em conjunto com os equipamentos KingFisher Flex.
- 22 No-Breaks de 1.0 KVA

A descrição de cada um dos itens da proposta segue abaixo:

MagMax Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit + plásticos para KingFisher Flex- A48383, A48438 ou 97002534, A48305 ou 95040450 e 267600

Kit de Isolamento de Ácido Nucleico MagMAX Viral/Patógeno II (MVP II) foi projetado especificamente para recuperar RNA e DNA de partículas virais contidas no meio de transporte viral (VTM). O kit usa a tecnologia MagMAX de esferas magnéticas, garantindo a recuperação reproduzível de ácido nucleico de alta qualidade. Os recursos do kit MVP II incluem:

- Protocolos prontos para automação projetados para o sistema KingFisher Flex
- O procedimento rápido permite que 96 amostras sejam processadas em 30 minutos
- Protocolo flexível que acomoda entradas de volume de amostra de 200 a 400 µL de meio de Transferência
- Não há necessidade de RNA transportador
- Alvo de purificação: DNA / RNA viral

Condição do transporte: Temperatura ambiente (TA)

Código: A48383

Registro M.S: Isento de registro no MS

Procedencia: EUA

Marca: Applied Biosystems

NCN 38220090

KingFisher 96 tip comb for DW magnets, 10 x 10 pcs/box

Código: A48438

Apresentação: CX C/ 100

Registro M.S: ISENT0 DE REGISTRO NO M.S.

Procedencia: USA

KingFisher 96 tip comb for DW magnets, 10 x 10 pcs/box

Código: 97002534

Apresentação: CX C/ 100

Registro M.S: ISENT0 DE REGISTRO NO M.S.

Procedencia: USA

KingFisher 96 KF microplate (200µL)

Código: 267600

Apresentação: CX C/ 48 UND

Registro M.S: ISENT0 DE REGISTRO NO M.S.

Procedencia: USA

KingFisher Deepwell 96 Plate, V-bottom, polypropylene

Código: A48305

Apresentação: CX C/ 100

Registro M.S: ISENT0 DE REGISTRO NO M.S.

Procedencia: USA

KingFisher Deepwell 96 Plate, V-bottom, polypropylene

Código: 95040450

Apresentação: CX C/ 100

Registro M.S: ISENT0 DE REGISTRO NO M.S.

Procedencia: USA

KingFisher Flex 96DW – 5400630

KINGFISHER FLEX, sistema de purificação 96 poços. Solução flexível para processamento de diferentes tipos de amostras e suas necessidades. Utilizando 24 cabeças magnéticas, usuários podem aumentar o volume de processamento para até 5 mL, resultando em um aumento de rendimento do produto purificado ao final. Para maior capacidade de processamento, 96 amostras podem ser processadas através do uso de 96 cabeças magnéticas.

- Sistema automatizado para purificação de ácidos nucleicos, proteínas e células
- Sistema de alto processamento com capacidade para até 96 amostras em menos de 20 minutos
- Sistema aberto, que permite uso de qualquer kit baseado em partículas magnéticas
- Uso do software Thermo Scientific™ BindIt™, de fácil interface
- Recomendado para aplicações tais como: genômica, proteômica, extração de bactérias, vírus e outros patógenos, descoberta de biomarcadores, controle de qualidade, área forense.

Partículas magnéticas, placa de 96 poços

Transporte: Temperatura ambiente

Processamento 200µL a 5000µL

Tipo de placa 24 ou 96 poços: KingFisher 24 poços tipo Deep Well (200 to 5000µL); placas de microtitulação de 96 tipo Deep Well (50 to 1000µL); placa KingFisher 96 (20 a 200µL); placas para PCR (20 a 100µL)

Código: 5400630

Registro M.S: ISENT0 DE REGISTRO NO M.S.

Procedência: USA

Origem: Cingapura


Fabricante: THERMOFISHER

Marca: THERMOFISHER

Atenciosamente,

Paula Cherin

Gerente, Setor Público e Acesso a Mercado



Thermo Fisher Scientific

Rua Eugenio de Medeiros, 303 • 11º andar • São Paulo • SP • 05425-000

Phone: +55 11 2730-3121 • Mobile: +55 11 95311-8465

paula.cherin@thermofisher.com / www.thermofisher.com



From: André Luiz de Abreu <andre.abreu@saude.gov.br>

Sent: segunda-feira, 10 de agosto de 2020 17:44

To: Cherin, Paula <paula.cherin@thermofisher.com>; Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>

Cc: Tainah Pedreira Thomaz Maya <tainah.maya@saude.gov.br>; Alexandre Pinto de Paiva Nasser <Alexandre.Nasser@saude.gov.br>; INSUMOS CGLAB <insumos.cglab@saude.gov.br>; Moura, Rodrigo T. <rodrigo.moura@thermofisher.com>; Lande, Andrea <andrea.lande@thermofisher.com>

Subject: RES: Locais de entrega - Equipamentos de extração

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report using the Report Phish button in Outlook or send to SOC@thermofisher.com.

Oi Paula, boa tarde!

Qual é a previsão de instalação dos demais e quanto tempo para instalação dos 10 equipamentos?

Pode considerar os 10 primeiros.

Atenciosamente,

André Luiz de Abreu

Coordenador Geral

Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública

CGLAB/DAEVS/SVS/MS

+55 61 3315 3561

De: Cherin, Paula <paula.cherin@thermofisher.com>

Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2020 11:27

Para: Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>

Cc: André Luiz de Abreu <andre.abreu@saude.gov.br>; Tainah Pedreira Thomaz Maya <tainah.maya@saude.gov.br>; Alexandre Pinto de Paiva Nasser <Alexandre.Nasser@saude.gov.br>; INSUMOS CGLAB <insumos.cglab@saude.gov.br>; Moura, Rodrigo T. <rodrigo.moura@thermofisher.com>; Lande, Andrea <andrea.lande@thermofisher.com>
Assunto: RE: Locais de entrega - Equipamentos de extração

Prezada Mayrla, bom dia!

Conforme conversei agora a pouco com o Nasser (ele informou que você estava em reunião), na primeira parcela entregaremos 10 equipamentos. Vocês têm alguma preferência de quais sejam os 10 locais de entrega ou podemos considerar os dez primeiros de sua lista?

Atenciosamente aguardo seu retorno.

Obrigada,
Paula Cherin

From: Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>

Sent: sexta-feira, 7 de agosto de 2020 14:13

To: Cherin, Paula <paula.cherin@thermofisher.com>; Moura, Rodrigo T. <rodrigo.moura@thermofisher.com>; Lande, Andrea <andrea.lande@thermofisher.com>

Cc: André Luiz de Abreu <andre.abreu@saude.gov.br>; Tainah Pedreira Thomaz Maya <tainah.maya@saude.gov.br>; Alexandre Pinto de Paiva Nasser <Alexandre.Nasser@saude.gov.br>; INSUMOS CGLAB <insumos.cglab@saude.gov.br>

Subject: Locais de entrega - Equipamentos de extração

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report using the Report Phish button in Outlook or send to SOC@thermofisher.com.

Prezados,

Considerando a emergência em saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, segue abaixo os laboratórios que deverão receber os equipamentos referente a 1ª parcela. Segue em anexo também os endereços dos todos laboratórios e seus respectivos responsáveis e contatos.

Nº	UF	Instituição
1	TO	Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins - LACEN/TO
2	RS	Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul - LACEN/RS
3	SC	Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina - LACEN/SC
4	GO	Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás - LACEN/GO
5	DF	Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal - LACEN/DF
6	MG	Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais - LACEN/MG
7	SP	Instituto Adolfo Lutz/Laboratório Central de Saúde Pública de São Paulo - IAL/LACEN-SP
8	MS	Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul - LACEN/MS
9	MT	Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso - LACEN/MT

10	PB	Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba - LACEN/PB
11	RN	Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte - LACEN/RN
12	AP	Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá - LACEN/AP

Atenciosamente,

Mayrila da Silva Moniz

Biomédica - Consultora
 Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública - CGLAB
 Departamento de Gestão da vigilância em Saúde - DEGEVS
 Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde (SVS/MS)
 Tel: (61) 3315-6191 - 3282
 SRTV 701, Via W 5 Norte - Ed. PO700 - 7º andar
 70719-040 - Brasília/DF - Brasil



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.

EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.