

Extração Thermo Fisher

O kit de extração MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit - A48383, suficiente para 2.000 extrações sem perda) possui 05 filhos, conforme abaixo:

A42359 – Solução de ligação



A42360 – Solução de lavagem



A42363 – Proteinase K



A42364 - Tampão de Eluição




A48381 – Beads magnéticas




Além dos componentes do kit são necessários também os seguintes plásticos:

A48305 – Deep Well 96 plate
Caixa com 50 unid



A48438 - 96 tip comb for DW
magnets – Caixa com 100 unid



267600 - 96 KF plate (200 µl)
Caixa com 50 unid



Múltiplos para número de extrações (sem perda):

Número de catálogo	Número de Extrações/Unidades				
	48 mil	96 mil	192 mil	384 mil	768 mil
A42359	24	48	96	192	384
A42360	24	48	96	192	384
A42363	24	48	96	192	384
A42364	24	48	96	192	384
A48381	24	48	96	192	384
A48438	05	10	20	40	80
267600	11	21	42	84	167
A48305	40	80	160	320	640

Características dos produtos (frascos e caixas):

Código "pai"	Código	Apresentação	Temperatura	Qtd frascos por caixa	Qtd cxs paleta	Dimensões cm			Empilhamento	Obs.
						L	A	P		
A48383	A42359	500 ml	15 a 25°C	16	18	0,40	0,40	0,40	1,40	
	A42360	1000 ml	15 a 25°C	9	18	0,40	0,40	0,40	1,40	
	A42363	10 ml	15 a 25°C	500	10	0,40	0,25	0,32	1,40	
	A42364	100 ml	15 a 25°C	100	15	0,40	0,25	0,32	1,40	
	A48381	20 ml	15 a 25°C	500	10	0,40	0,25	0,32	1,40	
	A48438	Pct	15 a 25°C	caixa c/100 und	32	0,26	0,32	0,53	1,40	Não fracionar
	267600	Pct	15 a 25°C	caixa c/50 und	62	0,16	0,26	0,43	1,40	Não fracionar
	A48305	Pct	15 a 25°C	caixa c/50 und	40	0,24	0,27	0,46	1,40	Não fracionar

Quantas reações serão enviadas ao Laboratório

3.000.000



Plásticos	Código do Item	Item	Enviar
	A48438	96 tip comb for DW magnets	313
	267600	96 KF plate (200 µl)	652
	A48305	Deep well 96 plate	2.500

Solução	Código do Item	Item	Enviar
	A42359	MAGMAX VRL/PATHGN BINDING SOLN	1.500
	A42360	MAGMAX VIRAL/PATHOGN WASH SOLN	1.500
	A48381	MAGMAX DNA/RNA BINDING BEADS	1.500
	A42363	MAGMAX PROTEINASE K	1.500
	A42364	MAGMAX ELUTION BUFFER	1.500